

## FICHA TÉCNICA - Asiento Completo



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARGA MÁXIMA SOPORTADA	136 KG
A - ALTURA ASIENTO	Mínimo 45 cm Máximo 57 cm
B - ALTURA RESPALDO (parte alta)	Mínimo 75 cm Máximo 87 cm
C - ANCHURA ASIENTO	40 cm
D - FONDO ASIENTO	33 cm
E - ESPACIO ENTRE ASAS	46 cm
F – ANCHO TOTAL	52 cm
FONDO TOTAL	41 cm

Asiento de Polipropileno

Estructura de Aluminio Anodizado

6 Reguladores de altura