

FICHA TÉCNICA - Banqueta + Respaldo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARGA MÁXIMA SOPORTADA	115 KG
A - ALTURA ASIENTO	Mínimo 39 cm Máximo 56,50 cm
B - ALTURA RESPALDO (parte alta)	Mínimo 71 cm Máximo 88,50 cm
C - ANCHURA ASIENTO	51 cm
D - FONDO ASIENTO	31 cm
ANCHO TOTAL	41 cm

Asiento de Polipropileno
Estructura de Aluminio Anodizado
8 Reguladores de altura