

LIFTEY 150



CARACTERÍSTICAS

Grúa de traslado y elevación con estructura de acero de alta resistencia. Con capacidad de hasta 150kg de peso máximo de elevación.

Dimensiones reducidas ideales para la movilidad en domicilios o espacios pequeños.

Su elevado rango de elevación permite levantar al usuario desde el suelo hasta una cama.

MÁXIMA SEGURIDAD

Percha de 4 ganchos para mayor seguridad y resistencia. Ganchos cruzados para evitar que las cintas del arnés puedan soltarse.

Display digital con indicador de batería para un mayor control de la autonomía.

Puntos de anclaje reforzados, con pasadores de seguridad.

Paro de emergencia y sistema de bajada de emergencia manual.

FÁCIL MANEJO

Apertura de patas mediante pedal ergonómico para manejo con el pie. La altura de las patas permite introducirlas debajo de la mayoría de camas.

Gran asa ergonómica con cantos redondeados para un manejo cómodo de la grúa.



Video comercial y montaje



DIMENSIONES REDUCIDAS



FÁCIL MANIPULACIÓN



MÁXIMA SEGURIDAD

Medidas

Largo total	95 cm.
Altura mín. / max	78 a 187 cm.
Altura libre	11,50 cm.
Peso máximo soportado	150 Kg.
Peso total	35 Kg.
Obertura de Patas (interior)	42 a 74cm.
Obertura de Patas (exterior)	52 a 85cm.

Especificaciones Técnicas

Motor	DC24 8000N
Batería	DC24 5 Ah
Servicios	60 por carga completa
Cargador	24V 1A
Tiempo de carga	5 horas
Rueda delantera	8 cm.
Rueda trasera	10 cm. (incluye frenos)
Arneses compatibles:	1170AC, 1172AC, 1177AC, 1178AC

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
LIFTEY 150	Azul	1770CM-07-U	N/D

LIFTEY DUO



CARACTERÍSTICAS

Grúa convertible con doble funcionalidad; En tan sólo un par de minutos podemos convertir una grúa de traslado o elevación en una grúa de bipedestación o 'cambia pañales' sólo cambiándola el mástil de la percha y colocando la plataforma reposapiés de forma fácil y sencilla.

Fabricada en estructura de acero de alta resistencia. Con capacidad de hasta 150kg de peso máximo de carga.

Dimensiones reducidas ideales para la movilidad en domicilios o espacios pequeños.

MÁXIMA SEGURIDAD

Percha de 4 ganchos para mayor seguridad y resistencia. Ganchos cruzados para evitar que las cintas del arnés puedan soltarse.

Display digital con indicador de batería para un mayor control de la autonomía.

Puntos de anclaje reforzados, con pasadores de seguridad.

Paro de emergencia y sistema de bajada de emergencia manual.

FÁCIL MANEJO

Apertura de patas mediante pedal ergonómico para manejo con el pie. La altura de las patas permite introducirlas debajo de la mayoría de camas.

Gran asa ergonómica con cantos redondeados para un manejo cómodo de la grúa



Video comercial y montaje



DOS EN UNO



FÁCIL MANIPULACIÓN



MÁXIMA SEGURIDAD

Medidas

Largo total	95 cm.
Altura mín. / max	78 a 187 cm.
Altura libre	11,50 cm.
Peso máximo soportado	150 Kg.
Peso total	35 Kg.
Obertura de Patas (interior)	42 a 74cm.
Obertura de Patas (exterior)	52 a 85cm.

Especificaciones Técnicas

Motor	DC24 8000N
Batería	DC24 5 Ah
Servicios	60 por carga completa
Cargador	24V 1A
Tiempo de carga	5 horas
Rueda delantera	8 cm.
Rueda trasera	10 cm. (incluye frenos)
Arneses compatibles:	1170AC, 1172AC, 1177AC, 1178AC

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
LIFTEY DUO	Azul	1771CM-07-U	N/D