


RAMBLA 1405SR

SILLA DE RUEDAS PLEGABLE DE ACERO

Silla de ruedas de acero no autopropulsable, plegable con reposabrazos abatibles y extríbles. Reposapiés abatibles y regulables en altura. Ruedas traseras de extracción rápida. Tapicería de nylon, ignífuga y lavable.



Medidas

Ancho total	56 - 58 - 60 - 62 cm.
Ancho asiento	41 - 43 - 45 - 47 cm.
Largo total	101 cm.
Largo asiento	43 cm.
Alto total	90 cm.
Alto del respaldo	43 cm.
Alto del asiento al suelo	49 cm.
Peso máximo soportado	125 Kg.
Peso total*	16 Kg.

* El peso total incluye las ruedas, los reposabrazos y el reposapiés.

Especificaciones Técnicas

Estructura	Acero
Color	Gris Oscuro
Ruedas Delanteras	200mm macizas
Ruedas Traseras	300mm macizas
Reposabrazos	Abatible y extraíble
Reposapiés	Abatible exterior. Altura regulable
Respaldo	No plegable. Bolsillo portaobjetos

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
RAMBLA	Gris Oscuro	1405SR-19-41	SRM010A
RAMBLA	Gris Oscuro	1405SR-19-43	SRM010A
RAMBLA	Gris Oscuro	1405SR-19-45	SRM010A
RAMBLA	Gris Oscuro	1405SR-19-47	SRM010A

ACCESORIOS

RAMBLA



1AYJ00509-92-D
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
DERECHO



1AYJ00509-92-I
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
IZQUIERDO




1AYJ3708-92-U
ANTIVUELCOS



1FS565-25-U
PORTAOXÍGENO



1M31000326-02-U
PORTABASTÓN MÁS
CINCHA UNIVERSAL



1FS512-25-U
PORTASUEROS
2 GANCHOS