

# RAMBLA 1404SR

## SILLA DE RUEDAS PLEGABLE DE ACERO

Silla de ruedas de acero autopropulsable, plegable con reposabrazos abatibles y extríbles. Reposapiés abatibles y regulables en altura. Ruedas traseras de extracción rápida. Tapicería de nylon, ignífuga y lavable.



### Medidas

Ancho total	59 - 61 - 63 - 65 cm.
Ancho asiento	41 - 43 - 45 - 47 cm.
Largo total	101 cm.
Largo asiento	43 cm.
Alto total	90 cm.
Alto del respaldo	43 cm.
Alto del asiento al suelo	49 cm.
Peso máximo soportado	125 Kg.
Peso total*	18,5 Kg.

\* El peso total incluye las ruedas, los reposabrazos y el reposapiés.

### Especificaciones Técnicas

Estructura	Acero
Color	Gris Oscuro
Ruedas Delanteras	200mm macizas
Ruedas Traseras	600mm macizas
Reposabrazos	Abatible y extraíble
Reposapiés	Abatible exterior. Altura regulable
Respaldo	No plegable. Bolsillo portaobjetos

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
RAMBLA	Gris Oscuro	1404SR-19-41	SRM040A
RAMBLA	Gris Oscuro	1404SR-19-43	SRM040A
RAMBLA	Gris Oscuro	1404SR-19-45	SRM040A
RAMBLA	Gris Oscuro	1404SR-19-47	SRM040A

# ACCESORIOS

# RAMBLA



**1AYJ00509-92-D**  
REPOSAPIÉS  
ELEVABLE  
DERECHO



**1AYJ00509-92-I**  
REPOSAPIÉS  
ELEVABLE  
IZQUIERDO



**1AYJ3708-92-U**  
ANTIVUELCOS



**1FS565-25-U**  
PORTAOXÍGENO



**1M31000326-02-U**  
PORTABASTÓN MÁS  
CINCHA UNIVERSAL



**1FS512-25-U**  
PORTASUEROS  
2 GANCHOS