

FICHA TÉCNICA DEL DISPOSITIVO	Rev. 04 - 04.10.2021	MóduloETS
--------------------------------------	----------------------	-----------

LAD464	Colchón de burbujas antiescaras con compresor y ajuste PIUMA - UP
---------------	--

Uso previsto

Dispositivo para uso doméstico y hospitalario, para uso en la cama de hospital para el alivio y prevención de escaras en pacientes obligados a largas hospitalizaciones.

Principales características

PIUMA-UP está recomendado para la prevención y tratamiento de escaras en estadio I, en terapias de larga duración y terapias domiciliarias. La alternancia de los puntos de contacto con la epidermis realiza un delicado masaje que permite un buen flujo sanguíneo y una buena oxigenación de los tejidos, previniendo la formación de úlceras por presión. Fácil de instalar, utilizar y mantener con posibilidad de ajustar la presión según el peso del paciente. El colchón con solapas está fabricado en PVC. Compuesto por 260 celdas, de 15,2 cm de altura, especialmente confortable, se fija al colchón mediante solapas. Todas las partes del colchón son lavables. Dos ganchos metálicos plastificados permiten colgar el compresor al final de la cama. Manta de PU dedicada opcional con cordones de sujeción disponibles

Imagen del producto



REFERENCIAS DEL FABRICANTE

Fabricante	SPA MORETTI
País de producción	PORCELANA
Clase de dispositivo	Clase I
Código de clasificación GMDN	35226
Código de clasificación CND	Y033306
Código de nomenclatura DM 332/99	04.33.06.018
Código de nomenclatura Decreto del Primer Ministro 12.01.2017	04.33.06.015
Directorio de dispositivos médicos	1732747

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dieta	220V / 50-60Hz
Fusible interno	T1AL - 250V
Clasificación eléctrica	Clase II Tipo BF
Fuerza	18W
Presión entregada	40-100 mmHg
Salida de aire	6-7 l/min
Ruido	32-34 dBA
Es hora de un ciclo completo	6 minutos
Grado de protección	IP 21

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Longitud del cable de alimentación	200cm
Peso máximo del paciente	145 kilogramos
embalaje	Caja de carton.
MATERIALES PRINCIPALES	
Colchón	PVC médico
DIMENSIONES	
Dimensiones del compresor	27x13x10,5cm
Peso del compresor	1,1 kilogramos
Dimensiones del colchón (sin solapas)	Aproximadamente 200x90x15,2 cm + solapa de 50 cm
Peso del colchón	4,6 kilos
Altura de las células hinchadas	15,2 cm
Espesor total del material	0,70 milímetros
Número de celdas	260
embalaje	Caja de carton.
COMPONENTES	
LAR054	Colchón de burbujas
LAR242	Compresor
ACCESORIOS	
LAR306	Manta estándar de PU con cordones de sujeción.