

I-Atlantis

Movilidad Eléctrica



I-Atlantis

Movilidad Eléctrica

La I-Atlantis es la nueva silla de ruedas eléctrica de Wellell ideal para espacios reducidos y viajar con ella gracias a sus dimensiones compactas.

- **Ligera:** Gracias a su estructura de aluminio y su batería de litio extraíble, su peso sin batería es de 22,8 kg.
- **Potente:** Cuenta con dos motores de 200W cada uno.
- **Cómoda:** Sus reposapiés abatibles y extraíbles permiten acceder a la silla de una forma fácil y segura.
- **Versátil:** Al liberar el doble motor, el acompañante puede conducir la silla de forma manual.

Fácil de plegar:



Elementos destacados:



Batería de litio (12Ah - 24V).
Certificada para volar. Recargable externamente.



Joystick posicionable en ambos lados.
Con punto de carga USB y luz.



Ruedas delanteras de 8".



Ruedas traseras de 12".



Doble reposapiés; abatibles y extraíbles.

Accesorios



Acelerador para acompañante



Soporte mando acompañante



Portabastones giratorio



Luz delantera



Luz trasera



Mochila

| Descripción de producto | Referencia |
|--|-----------------|
| I-Atlantis | 0401120 |
| Descripción de accesorios | |
| Acelerador para acompañante | 04061762 |
| Soporte mando acompañante | 04061272 |
| Mochila | 04061564 |
| Luz led delantera | 04060727 |
| Luz led trasera | 04060728 |
| Portabastones giratorio | 04061151 |
| Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) | 65 x 50 x 77 cm |
| Peso total de la caja | 28 kg |



| Especificaciones técnicas | I-Atlantis |
|--|---|
| Dimensiones desplegada (largo x ancho x alto) | 110 x 64 x 91 cm |
| Dimensiones plegada (largo x ancho x alto) | 42 x 64 x 73 cm |
| Medidas del asiento (ancho x largo) | 40 x 42 cm |
| Altura del suelo al asiento | 46 cm |
| Peso máximo soportado | 100 kg |
| Peso con baterías | 24,9 kg |
| Peso sin baterías | 22,8 kg |
| Velocidad máxima | 6 km/h |
| Pendiente máxima | 6° |
| Radio de giro | 120 cm |
| Tipo de motor | 200W 24 V x 2 unidades |
| Ruedas delanteras | 8" Macizas |
| Ruedas traseras | 12" Macizas |
| Batería | Litio 12 Ah 24V |
| Certificados | Fabricados según estándares ISO 13485, Marcado CE, REACH y RoHS |

| Garantía | |
|------------------------|---------|
| Bastidor | 3 años |
| Baterías | 6 meses |
| Componentes eléctricos | 1 año |

Apex - Wellell Group
 Elcano 9, 6ª planta
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
 T +34 94 4706408
 info@wellell.com



APEX
 Wellell Group

Wellell