



FICHA TÉCNICA DEL DISPOSITIVO	Rev. 01 – 21.10.2023	Módulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RH547	Andador de 4 ruedas – FEBE HD
Uso previsto	
Ayuda manejada por dos brazos adecuada para apoyar y/o ayudar a la movilidad de personas con dificultades para caminar	
Características principales	
<p>Andador plegable de aluminio pintado. 4 ruedas macizas de Ø 25 cm. Ruedas delanteras giratorias, ruedas traseras fijas. Equipado con frenos de rueda trasera de doble función. Asas anatómicas regulables en altura para máxima comodidad. Fácilmente plegable para almacenamiento y transporte. Se suministra con asiento, bandeja y bolsa de almacenamiento.</p>	
Imagen del producto	
	
REFERENCIAS DEL FABRICANTE	
Fabricante	SPA MORETTI
País de producción	PORCELANA
Clase de dispositivo	Clase I
Código de clasificación GMDN	31120
EMDN – código de clasificación CND	Y120609
Directorio de dispositivos médicos	2442648
Código de nomenclatura DM 332/99	12.06.09.009
Código de nomenclatura Decreto del Primer Ministro 12.01.2017	12.06.09.003
Norma técnica de referencia	ISO 11199 – 2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Peso máximo soportable	180 kilos
Tamaño del asiento	60x47cm
Embalaje	Caja de Polietileno / Cartón Impreso.



MATERIALES PRINCIPALES										
Caña de azúcar	Aluminio									
Mango y asiento	polipropileno									
Ruedas	PODRÍA									
DIMENSIONES										
RH547	80	80 100	50 57	70	55	110x70x39cm	10	25	25	180 kg

Las medidas están expresadas en cm y pueden variar $\pm 0,5$ cm.

* Tamaño máximo