

FICHA TÉCNICA -

Barandillas

3barras, Asa de acero y Amarre universal



Nuestras barandillas son fáciles de usar y seguras, ya que su sistema de fijación se desliza al abatirlas, y el exclusivo diseño de seguridad evita accidentes y pinzamientos.

Normativa de Referencia:

* **UNE-EN 60601-2-52** "Equipos electromédicos. Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las camas médicas.

**Por motivos de mejora de nuestros productos, Tecniemoem Care se reserva el derecho de cambiar especificaciones técnicas y/o imágenes de nuestros productos sin previo aviso.*

Nuestras barandillas son fáciles de usar y seguras, ya que su sistema de fijación se desliza al abatirlas, y el exclusivo diseño de seguridad evita accidentes y pinzamientos.

En posición abatida, la barandilla sobrepasa 9cm


El amarre universal permite colocar la barandilla en un bastidor cuyo perfil puede variar:

- Largo de 35 a 75mm.
- Ancho de 10 a 40mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO (CADA BARANDILLA)	6,20 KG.
Estructura Acero de tubo 25x15mm. y Asa de Acero	
Recubrimiento Pintura Epoxi-Poliéster.	
Sistema de bloqueo automático en su posición elevada	


Barandilla TECNIMOEM CARE de 3 BARRAS con asa de acero (AMARRE UNIVERSAL)



AMARRE REVERSIBLE

Permite cambiar de mano la barandilla, de derecha a izquierda y viceversa, de forma muy sencilla.

Simplemente cambiando el tornillo de orientación



Tecnimoem** Care** desarrolla, fabrica y distribuye camas, somieres, grúas y complementos para uso geriátrico y doméstico.

En un mundo donde la calidad de vida llegando a la edad madura es el bien más valorado, **Tecni**moem** Care** pone todo su esfuerzo en la investigación continua y en el desarrollo de elementos para el descanso que precisan las personas que, por problemas físicos, de edad, o simplemente que valoran la ergonomía y la adaptabilidad, eligen nuestros productos.

Tecnimoem** Care**, en su esfuerzo de innovación, incorpora los mejores materiales del mercado con acabados perfectos que superan todas las normas de calidad y son los que nos diferencian y nos hacen ser elegidos por nuestros clientes.

SNR: ES-MF-000019199
Según (EU) 2017/745 MDR



TECNIMOEM CARE S.L.

CTRA. Logroño-Mendavia Km.5 Telf. +34 948 64 62 13
31230 VIANA (Navarra) – ESPAÑA
[tecni**moem**@tecni**moem**.com](mailto:tecnimoem@tecnimoem.com) [www.tecni**moem**.com](http://www.tecnimoem.com)