

LIFTEY AL320



CARACTERÍSTICAS

Grúa de traslado y elevación fabricada en aluminio de alta calidad. Ideal para uso en instituciones o residencias gracias a su alta resistencia a la corrosión y su capacidad de carga de hasta 320kg de peso.

Dispone de cargador de pared como accesorio.

MÁXIMA SEGURIDAD

Percha de 4 ganchos para mayor seguridad y resistencia. Ganchos cruzados para evitar que las cintas del arnés puedan soltarse.

Display digital con indicador de batería para un mayor control de la autonomía.

Puntos de anclaje reforzados, con pasadores de seguridad. Paro de emergencia y sistema de bajada de emergencia mecánica y electrónica.

FÁCIL MANEJO

Apertura de patas electrónicamente mediante el mando o el display.

Display digital que indica la progresión de la apertura y el cierre de las patas.

La altura de las patas permite introducirlas debajo de la mayoría de camas.

Gran asa ergonómica con cantos redondeados para un manejo cómodo de la grúa.



LIGERA
ESTRUCTURA
DE ALUMINIO



RESISTENCIA A
GRANDES PESOS



MANIPULACIÓN
ELECTRÓNICA
SIN ESFUERZOS

Medidas

Largo total	161,50 cm.
Obertura de patas	73,5 a 96 cm.
Altura mín. / max	71 a 198 cm.
Altura libre	10 cm.
Peso máximo soportado	320 Kg.
Peso total	65 Kg.

Especificaciones Técnicas

Motor mástil	DC24 10A*
Motor base	DC24 2,8A**
Batería	12v 2,9 Ah x 2
Velocidad elevación	7mm/s sin carga
Tiempo de carga	6 horas
Rueda delantera	102mm.
Rueda trasera	127mm. con freno
Arneses compatibles:	1170AC, 1172AC, 1177AC, 1178AC, 1170ACB

Descripción

Color

Ref. Int

IMF

LIFTEY AL320

Gris

1773CM-01-U

N/D

(*) Magnético permanente con mecanismo de seguridad mecánico, tuerca de seguridad y tubo exterior.

(**) Motor magnético permanente.