

HÉRCULES

SILLA DE RUEDAS DE ACERO BARIÁTRICA

Silla de ruedas de acero bariátrica autopropulsable, plegable, con reposabrazos desmontables y reposapiés abatibles y extraíbles. Las ruedas delanteras y traseras son macizas. Tapicería de nylon, ignífuga y lavable.




Medidas

Ancho total	73 - 78 - 83 cm.
Ancho asiento	50 - 55 - 60 cm.
Largo total	111,5 cm.
Largo asiento	45 cm.
Alto total	91,5 cm.
Alto del respaldo	37 cm.
Alto del asiento al suelo	53 cm.
Peso máximo soportado	160 - 204 Kg.
Peso total	23 Kg.


Especificaciones Técnicas

Estructura	Acero
Color	Gris Oscuro
Ruedas Delanteras	200mm macizas
Ruedas Traseras	610mm macizas
Reposabrazos	Abatible y extraíble
Reposapiés	Abatible exterior. Altura regulable
Respaldo	Bolsillo portaobjetos

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
HÉRCULES	Gris Oscuro	1410SR-50	SRM040C
HÉRCULES	Gris Oscuro	1410SR-55	SRM040C
HÉRCULES	Gris Oscuro	1410SR-60	SRM040C



ACCESORIOS



1AYJ00509-92-D
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
DERECHO



1AYJ00509-92-I
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
IZQUIERDO




1AYJ3708-92-U
ANTIVUELCOS



1FS565-25-U
PORTAOXÍGENO




1M31000326-02-U
PORTABASTÓN MÁS
CINCHA UNIVERSAL



1FS512-25-U
PORTASUEROS
2 GANCHOS

RECAMBIOS



1YK708-08-U
JUEGO DE FRENOS



1YK709-08-U
RUEDA TRASERA
24"



1YK712-02-U
REPOSAPIÉS
DERECHO




1YK713-02-U
REPOSAPIÉS
IZQUIERDO




1YK715-08-U
PLATAFORMA
REPOSAPIÉS



1YK716-08-U
RUEDA DELANTERA



1YK762L-08-U
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
DERECHO



1YK762R-08-U
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
IZQUIERDO