

CP300
Silla de ruedas plegable PLUS – ARDEA ONE
Finalidad

Silla de rueda autopropulsable destinada a la movilidad de personas con problemas parciales o totales de deambulación

Características principales

Chasis en acero pintado, doble cruceta, asiento y respaldo en nylon negro, acolchado y lavable, bolsillo posterior. Ruedas traseras llenas (Ø 60 cm), gomas negras en PU. Ruedas delanteras negras en PU (Ø 20 cm - espesor 5 cm) con horquilla en acero y agujeros para regular la rueda. Reposabrazos cortos abatibles acolchados en PU. Reposapiés extraíbles ajustables en longitud con reposapiés en plástico negro y correa para el talón. Ruedas antivuelco disponibles.

Imagen producto

REFERENCIAS FABRICANTE

















Fabricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
País de producción	<i>CHINA</i>
Clase del producto	<i>Clase I</i>
Código clasificación GMDN	<i>41622</i>

CARACTERISTICAS TECNICAS

Peso Max	<i>200 Kg</i>
Embalaje	<i>Polietileno / Caja de Cartón</i>

MATERIALES PRINCIPALES

Estructura	<i>Acero</i>
Asiento	<i>Nylon</i>
Ruedas delanteras	<i>PU</i>
Ruedas traseras	<i>PU sin cámara</i>

VARIANTES																
CP300-50: Asiento 50 Cm								CP300-55: Asiento 55 Cm								
CP300-60: Asiento 60 Cm																
TAMAÑO																
																
CP300-50								50		74						
CP300-55	118	87	48	92	76	52	59	55	39	79	52	26	62	20	-	200
CP300-60								60		84						
ACCESORIOS OPCIONALES																
CPA100-50	Cojín Espuma h 5 Cm															
CPA500	Mesita 55x32 Cm															
CPA516	Mesita moldeada 68x57 Cm															
CPA120V	Reposapiés elevables pintados															
CPA120C	Reposapiés elevables cromados															
CBR600	Portasueros															
CAR605	Barra antirrobo (para 50,55)															
CPR150	Ruedas antivuelco															