

I-Vita Lite

Movilidad Eléctrica



Wellell



I-Vita Lite

Movilidad Eléctrica

La nueva Scooter I-Vita Lite cuenta con todo el diseño y las ventajas de la I-Vita en un modelo más compacto.

- **Diseño:** Exclusivo diseño y pantalla de cristal líquido multifuncional.
- **Completa:** Ofrece todo tipo de prestaciones; espejos retrovisores, luces LED delanteras y traseras para una mayor visibilidad y una práctica cesta delantera para portar objetos personales.
- **Cómoda:** Asiento de alta gama con tejido transpirable. Sus reposabrazos acolchados, ajustables y abatibles ofrecen gran adaptabilidad al usuario.
- **Fiable:** Su suspensión delantera de doble brazo oscilante con barra estabilizadora proporciona una gran fiabilidad en la conducción. Cuenta con ruedas neumáticas de perfil bajo y llantas de aleación de 5 radios.

Elementos destacados:



Asiento giratorio de alta gama con tejido transpirable y ajustable en profundidad

Reposabrazos acolchados, ajustables y abatibles



Pantalla multifuncional

Cesta de serie

Luces LED delanteras y traseras

Suspensión delantera de doble brazo oscilante con barra estabilizadora

Ruedas traseras de 11'' neumáticas

Ruedas delanteras de 11'' neumáticas

Accesorios:



Portabastones




Mochila

Descripción de Producto	Referencia
I-Vita Lite	0401112
Descripción de accesorios	
Portabastones lado izq.	04060009
Mochila	04061564

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	147 x 64 x 68 cm
Peso total de la caja	107 kg

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	119,5 x 62 x 120 cm
Peso máximo soportado	135 kg
Peso con baterías	102 kg
Peso sin baterías	79 kg
Velocidad máxima	10 km/h
Pendiente máxima	6°
Radio de giro	130 cm
Tipo de motor	450W
Rueda antivuelco	No
Suspensión delantera	Sí
Suspensión trasera	Sí
Ruedas delanteras	11'' neumáticas
Ruedas traseras	11'' neumáticas
Asiento	Giratorio
Baterías	36 Ah 12 V x 2 ud
Cargador	4A externo
Certificados	Marcado CE, REACH, RoHS

Garantía	
Bastidor	2 años
Baterías	6 meses



Medidas en cm

Wellell Ibérica S.L.

Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com



Wellell