



Grúa Bipedestación

Ayudas técnicas

FICHA TÉCNICA

más de **50 años** viviendo **sin límites**

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com



Grúa Bipedestación



INFORMACIÓN GENERAL

Medidas	BIPEDESTACIÓN MINI 150 KG	BIPEDESTACIÓN MINI 180 KG
Ancho total (patas regulables)	50 - 87 cm	60 - 78,5 cm
Apertura total*	40 - 78 cm	50 - 69 cm
Profundidad total	104 cm	108 cm
Alto total	129 - 185,5 cm	130 - 183,5 cm
Alto del arnés al suelo	60 - 167 cm	59 - 163 cm
Alto rueda delantera	9 cm	9 cm

*Distancia entre los interiores de las patas delanteras (espacio efectivo de apertura).

Peso	BIPEDESTACIÓN MINI 150 KG	BIPEDESTACIÓN MINI 180 KG
Peso total	39,90 kg	42,90 kg
Peso máximo soportado	150 kg	180 kg

Material	Aluminio
Color	Negro y Plata

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	
Potencia del motor	24V · 8000N
Batería	10 Ah
Número de baterías	2 de 5 Ah

GRÚA BIPEDESTACIÓN ELÉCTRICA 150 KG / 180 KG CON ARNÉS

La grúa aúpa de bipedestación está diseñada especialmente para facilitar la incorporación de una persona desde cualquier tipo de asiento o silla de ruedas.

Es perfectamente manejable gracias a sus reducidas dimensiones haciendo más fácil y práctico su uso. Dispone de un motor de 24V 8000 N que la convierte en una grúa resistente y potente a pesar de reducidas dimensiones.

Disponible en dos tallas: Grúa Bipedestación Mini (peso máximo soportado 150 kg) y Grúa Bipedestación XL (peso máximo soportado 180 kg).

