



GRÚA AÚPA

Grúas compactas y con gran capacidad de elevación.



más de 50 años viviendo sin límites

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

GRÚAS AÚPA



Grúa eléctrica diseñada para facilitar el traslado del usuario.



Disponibles en dos tallas, la Aúpa Mini que soporta un peso de hasta 150 kg y Aúpa XL que soporta hasta 180 kg.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que la Grúa Aúpa ofrezca las mejores prestaciones haciendo fácil y cómodo su sistema de transferencia.

Ideal por sus mínimas dimensiones, para moverse en espacios reducidos.

Compacta y con gran capacidad de elevación.

Grúa eléctrica con arnés incluido.

La grúa aúpa eléctrica es ideal para el traslado del usuario y para realizar sus cuidados pertinentes de una forma cómoda, fácil y práctica. Además, trae de serie un arnés que se coloca de forma fácil en la grúa y proporciona una óptima seguridad a la persona.

El diseño de las grúas Aúpa buscan maximizar la seguridad del usuario durante su uso, por lo que el arnés se adapta a las necesidades de la persona en cuestión, proporcionándole una sujeción óptima mientras lo mantiene suspendido en el aire para la realización de las tareas.



ARNÉS BÁSICO INCLUIDO

Manufacturado con materiales de alta calidad y resistencia que cumplen con las exigencias necesarias manteniendo el confort y la seguridad del usuario.



DISPONIBLE
GRÚA AÚPA HIDRÁULICA

GRÚA ELÉCTRICA CON SISTEMA "QUICK RELEASE"

Sistema que permite el plegado de la grúa de una manera fácil y rápida.



Percha con 4 puntos de seguridad




Motor eléctrico para la elevación



Mando controlador



Quick Release para un fácil plegado
Disponible para Grúa Aúpa Mini



Ruedas traseras con freno de bloqueo

FICHA TÉCNICA



Medidas	AÚPA MINI 150 KG	AÚPA XL 180 KG
Ancho total (patas regulables)	50 - 87 cm	60 - 78,5 cm
Apertura total*	40 - 78 cm	50 - 69 cm
Profundidad total	104 cm	108 cm
Alto total	129 - 185,5 cm	130 - 183,5 cm
Alto del arnés al suelo	60 - 167 cm	59 - 163 cm

Peso	AÚPA MINI 150 KG	AÚPA XL 180 KG
Peso total	39,90 kg	42,90 kg
Peso máximo soportado	150 kg	180 kg

*Distancia entre los interiores de las patas delanteras (espacio efectivo de apertura).

Material: Aluminio

Color: Negro y plata

Motor:

Potencia del motor: 24V · 8000N

Batería: 10 Ah

Número de baterías: 2 de 5 Ah



4 ARNESES DISPONIBLES

Las grúas Aúpa cuentan con diferentes diseños de arneses para poder adaptar su uso a las necesidades del usuario.

Disponibles 4 modelos de arneses que se colocan de forma fácil en la grúa y proporcionan una óptima seguridad a la persona. Manufacturados con materiales de alta calidad y resistencia, los **arneses Aúpa** cumplen con las exigencias necesarias manteniendo el confort y la seguridad del usuario.



El arnés básico viene de serie con la Grúa Mini y la Grúa XL.



El arnés cambia pañal, facilita elevar al usuario desde una posición sentada.



El arnés de 2 piezas facilita la incorporación e higiene del usuario en la cama.



El arnés confort o cabezal, facilita la elevación del usuario con mayor control y comodidad.