



ficha técnica

1483

DAKAR DUO

Scooter dúo

Dakar DUO es un scooter robusto con ruedas preparadas para la circulación por diferentes terrenos. Su asiento tiene capacidad para dos personas, lo que lo hace ideal para paseos en pareja.


Ref. Int

Plata 1483SCDUO-92-U



especificaciones técnicas

Ancho de asiento	80 cm
Ancho total	86 cm
Alto total	135 cm
Alto del asiento al suelo	53 cm
Longitud total	152 cm
Pendiente superable	10°
Velocidad	15 km/h



Aluminio
Acero



Trasera

