



## PC-20/21

Silla de ruedas  
manual de acero

**FICHA TÉCNICA**

más de **50 años** viviendo **sin límites**

**!** Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

**TotalCare Europe**

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

**www.totalcare-europe.com**

# PC-20 / PC-21 BARIÁTRICAS



PC-20

PC-21

## SILLA DE RUEDAS DE ACERO PLEGABLE BARIÁTRICAS MUY RESISTENTES

Las sillas de ruedas **PC-20 y PC-21** tienen las versiones bariátricas, son más anchas para las personas con un peso elevado.

Destacan por su estructura de acero, que está reforzada con una doble cruceta y 4 estabilizadores, gracias a ellos es más resistente. Las ruedas delanteras son más grandes y el conjunto de estas características hace que el peso máximo soportado sea de 180 kg, está diseñada para facilitar el movimiento al usuario.

### INFORMACIÓN GENERAL

Medidas	PC-20	PC-21
<b>Ancho total (Talla 48)</b>	64 cm	67,5 cm
<b>Ancho total (Talla 50)</b>	66 cm	69,5 cm
<b>Ancho total (Talla 56)</b>	71,5 cm	73 cm
<b>Alto total</b>	92 cm	90 cm
<b>Prof. sin los reposapiés</b>	72,5 cm	81 cm
<b>Profundidad total</b>	95 cm	103 cm
<b>Ancho total plegada</b>	27 cm	28 cm
<b>Alto del asiento al suelo</b>	50,5 cm	49 cm
<b>Peso</b>		
<b>Peso total</b>	18,20 kg	20,15 kg
<b>Peso sin los reposapiés</b>	16,60 kg	18,55 kg
<b>Peso máximo soportado tallas (48, 50 y 56)</b>	180 kg	180 kg
<b>Material</b>	Acero	
<b>Color</b>	Negro	

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento	
<b>Ancho del asiento (talla)</b>	48 cm / 50 cm / 56 cm
<b>Profundidad del asiento</b>	40 cm
<b>Tipo de asiento</b>	Fijo
<b>Material del asiento</b>	Tela ignífuga

Reposabrazos	
<b>Ancho de reposabrazos</b>	26,5 cm
<b>Largo del reposabrazos</b>	Abatibles
<b>Tipo de reposabrazos</b>	5,5 cm

Reposapiés	
<b>Altura del reposapiés (regulable)</b>	40 a 51 cm
<b>Peso de los 2 reposapiés</b>	1,65 kg
<b>Tipo de reposapiés</b>	Individuales, regulables y extraíbles

Respaldo	
<b>Ancho del respaldo (talla)</b>	48 cm / 50 cm / 56 cm
<b>Alto del respaldo</b>	42 cm
<b>Tipo de respaldo</b>	Fijo
<b>Material del respaldo</b>	Tela ignífuga

Ruedas	PC-20	PC-21
<b>Medidas ruedas delanteras</b>	Ø 20 cm	Ø 20 cm
<b>Medidas ruedas traseras</b>	Ø 31,5 cm	Ø 60 cm
<b>Ancho ruedas delanteras</b>	3 cm	3 cm
<b>Ancho ruedas traseras</b>	5 cm	3 cm
<b>Tipo de ruedas</b>	Macizas / Hinchables	Macizas / Hinchables

Otras características	
<b>Tipo de freno</b>	Freno bloqueo
<b>Tipo de plegado</b>	Cruceta doble con 4 estabilizadores



Rueda delantera PC-21 Bariátrica



Reposabrazos abatibles



Doble cruceta PC-21 Bariátrica



Frontal PC-21 Bariátrica