



PC-20/21

Silla de ruedas
manual de acero

FICHA TÉCNICA

más de **50 años** viviendo **sin límites**

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

PC-20 / PC-21



SILLA DE RUEDAS DE ACERO PLEGABLE DE EMPUJE ASISTIDO O DE AUTOPROPULSIÓN

La silla de ruedas **PC**, fabricada en acero, tiene un diseño sencillo, robusto y de fácil plegado. Sus reposabrazos son abatibles, los reposapiés regulables en altura y viene tapizada con un acolchado ignífugo de color negro.

Las ruedas traseras de la silla **PC-20** son para el empuje asistido, tienen un diámetro de 315 mm y las ruedas traseras de la silla **PC-21** son para la autopropulsión y tienen un diámetro de 600 mm. Ambas disponen de la posibilidad de añadir el sistema Quick Release (accesorio opcional) para extraer con un solo clic la rueda trasera.

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas	PC-20	PC-21
Ancho total (Talla 36)	51 cm	53,5 cm
Ancho total (Talla 38)	55 cm	56 cm
Ancho total (Talla 40)	55 cm	58 cm
Ancho total (Talla 42)	59 cm	61 cm
Ancho total (Talla 45)	62 cm	63,5 cm
Alto total	91,5 cm	93 cm
Prof. sin los reposapiés	71,5 cm	79 cm
Profundidad total	95 cm	103 cm
Ancho total plegada	27 cm	27 cm
Alto del asiento al suelo	50,5 cm	50,5 cm

Peso	PC-20	PC-21
Peso total	14,95 kg	17,15 kg
Peso sin los reposapiés	13,30 kg	15,40 kg
Peso máximo soportado tallas (36, 38, 40, 42 y 45)	120 kg	120 kg

Material Acero

Color Negro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento	
Ancho del asiento (talla)	36 cm / 38 cm / 40 cm / 42 cm / 45 cm
Profundidad del asiento	40 cm
Tipo de asiento	Fijo
Material del asiento	Tela ignífuga

Reposabrazos	
Ancho de reposabrazos	26,5 cm
Largo del reposabrazos	Abatibles
Tipo de reposabrazos	5,5 cm

Reposapiés	
Altura del reposapiés (regulable)	40 a 51 cm
Peso de los 2 reposapiés	1,65 kg
Tipo de reposapiés	Individuales, regulables y extraíbles

Respaldo	
Ancho del respaldo (talla)	36 cm / 38 cm / 40 cm / 42 cm / 45 cm
Alto del respaldo	42 cm
Tipo de respaldo	Fijo
Material del respaldo	Tela ignífuga

Ruedas	PC-20	PC-21
Medidas ruedas delanteras	Ø 20 cm	Ø 20 cm
Medidas ruedas traseras	Ø 31,5 cm	Ø 60 cm
Ancho ruedas delanteras	3 cm	3 cm
Ancho ruedas traseras	5 cm	3 cm
Tipo de ruedas	Macizas / Hinchables	Macizas / Hinchables

Otras características	
Tipo de freno	Freno bloqueo
Tipo de plegado	Cruceta simple con 4 estabilizadores



Reposapiés individuales



Reposabrazos abatibles



Freno de aluminio



Silla plegable