

## FICHA TÉCNICA

# MAGNUM SHOP



**COMPRE  
CON ESTILO,  
COMODIDAD Y  
SEGURIDAD**



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Asiento</b>	
<b>Ancho del asiento (talla)</b>	40 cm
<b>Profundidad del asiento</b>	32 cm
<b>Alto del asiento al suelo</b>	51 cm
<b>Tipo de asiento</b>	Abatible
<b>Tipo de funda</b>	Extraíble y lavable

<b>Respaldo</b>	
<b>Ancho del respaldo</b>	40 cm
<b>Alto del respaldo</b>	17 cm
<b>Tipo de respaldo</b>	Abatible
<b>Tipo de funda</b>	Extraíble y lavable

<b>Ruedas</b>	
<b>Medidas ruedas</b>	Ø20 cm
<b>Ancho ruedas</b>	3 cm
<b>Tipo de ruedas</b>	Macizas

<b>Cesta exterior</b>	
<b>Medidas (ancho x alto x profundidad)</b>	38 x 25 x 25 cm
<b>Capacidad</b>	24 L
<b>Peso máximo soportado cesta</b>	15 kg
<b>Tipo de cesta</b>	Extraíble y lavable

<b>Cesta interior</b>	
<b>Tipo de cesta</b>	Extraíble y lavable de color negro
<b>Tipo de anclaje</b>	Sujeción mediante 4 bandas de velcro

<b>Otras características</b>	
<b>Tipo de freno</b>	Freno maneta / Freno bloqueo
<b>Tipo de plegado</b>	Ruedas abatibles con pomos de rápida extracción
<b>Medidas embalaje (ancho x alto x prof.)</b>	60 x 58 x 48 cm

### ANDADOR Y CARRO DE LA COMPRA

Compre con estilo, comodidad y seguridad con el andador y carro de compra Magnum Shop: una solución innovadora para aquellos que buscan comodidad, estilo, seguridad y practicidad en su vida diaria.

Cuenta con una amplia cesta de gran tamaño, con una capacidad de carga de 24 litros y un peso máximo de 15 kg. Además, incorpora una bolsa extraíble y lavable de gran tamaño en su interior.

Los tejidos utilizados en el andador Magnum Shop son de alta calidad, impermeables e ignífugos, brindando durabilidad y seguridad en su uso.

Con su robustez, diseño y comodidad, el andador y carro de compra Magnum Shop se convierte en el compañero ideal para salir a comprar con total seguridad y comodidad.

#### Medidas

<b>Ancho total</b>	55 cm
<b>Ancho entre ruedas traseras</b>	40 cm
<b>Profundidad total</b>	68 cm
<b>Alto total (regulable)</b>	79 - 91 cm
<b>Plegado (ancho x alto x prof.)</b>	55 x 65 x 42 cm

#### Peso


<b>Peso total</b>	10,90 kg
<b>Peso máximo soportado</b>	136 kg

#### Material

Aluminio

#### Color

<b>Color chasis</b>	Negro mate
<b>Color tejidos</b>	Gris / Turquesa



#### Cesta de gran capacidad

Cuenta con una cesta de grandes dimensiones con una capacidad de 24 l. y su peso máximo soportado de 15 kg, permite hacer la compra con facilidad.

#### Bolsa interior extraíble

Práctica bolsa interior extraíble y lavable de gran tamaño para poder extraer la compra. Va anclada con 4 bandas de velcro para sujetarla a la cesta exterior.

#### Tejidos impermeables de gran calidad

Los tejidos que componen el andador **Magnum Shop** son de alta calidad y son impermeables e ignífugos.