

## FICHA TÉCNICA

# MAGNUM SHOP PLUS



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Asiento</b>	
<b>Ancho del asiento (talla)</b>	40 cm
<b>Profundidad del asiento</b>	32 cm
<b>Alto del asiento al suelo</b>	51 cm
<b>Tipo de asiento</b>	Abatible
<b>Tipo de funda</b>	Extraíble y lavable
<b>Respaldo</b>	
<b>Ancho del respaldo</b>	40 cm
<b>Alto del respaldo</b>	17 cm
<b>Tipo de respaldo</b>	Abatible
<b>Tipo de funda</b>	Extraíble y lavable
<b>Ruedas</b>	
<b>Medidas ruedas</b>	Ø20 cm
<b>Ancho ruedas</b>	3 cm
<b>Tipo de ruedas</b>	Macizas
<b>Cesta exterior</b>	
<b>Medidas (ancho x alto x profundidad)</b>	38 x 50 x 25 cm
<b>Capacidad</b>	48 L.
<b>Peso máximo soportado cesta</b>	20 kg
<b>Tipo de cesta</b>	Extraíble y lavable
<b>Otras características</b>	
<b>Tipo de freno</b>	Freno maneta / Freno bloqueo
<b>Tipo de plegado</b>	Ruedas abatibles con pomos de rápida extracción

### ANDADOR Y CARRO DE LA COMPRA CON DOBLE CESTA DE GRAN CAPACIDAD

Compre con estilo, comodidad y seguridad con el nuevo andador y carro de compra Magnum Shop Plus. Esta solución innovadora ofrece comodidad, estilo, seguridad y practicidad en la vida diaria.

Cuenta con una ingeniosa cesta plegable que, al abatir el asiento, se convierte en una doble cesta similar a un carro de compra convencional. Con una capacidad de hasta 48 litros, esta doble cesta ofrece el doble de espacio que el andador Magnum Shop.

La doble cesta es extraíble mediante una cremallera unida al asiento y se puede fijar con un clip al respaldo una vez desplegada. Los tejidos utilizados en el andador Magnum Shop son de alta calidad, impermeables e ignífugos, brindando durabilidad y seguridad en su uso.



## MAGNUM SHOP PLUS

### Ahora con doble cesta de gran capacidad, hasta 48 litros



## INFORMACIÓN GENERAL

### Medidas

<b>Ancho total</b>	55 cm
<b>Ancho entre ruedas traseras</b>	40 cm
<b>Profundidad total</b>	68 cm
<b>Alto total (regulable)</b>	79 - 91 cm
<b>Plegado (ancho x alto x prof.)</b>	55 x 65 x 42 cm

### Peso

<b>Peso total</b>	10,90 kg
<b>Peso máximo soportado</b>	136 kg

### Material

Aluminio

### Color

<b>Color chasis</b>	Negro mate
<b>Color tejidos</b>	Gris / Turquesa



### Cesta de gran capacidad

Incluye una ingeniosa doble cesta de 48 litros, capaz de soportar hasta 20 kg, ideal para hacer la compra con facilidad y transportar grandes volúmenes sin esfuerzo.



### Cesta extraíble y ajustable

La cesta plegable se convierte en una doble cesta al abatir el asiento. Es extraíble mediante una cremallera unida al asiento y se puede fijar con un clip al respaldo.



### Reposabrazos incluidos de serie

Además de la innovadora cesta, el Magnum Shop Plus incluye reposabrazos, ideales para facilitar la incorporación y mejorar la postura al estar sentado.