

Handbike Maxi

Movilidad Eléctrica



Wellell




Handbike Maxi

Movilidad Eléctrica

La Maxi es la Handbike eléctrica ideal para disfrutar al aire libre. Su motor de alto rendimiento ofrece al usuario una mayor libertad para llegar donde otros no llegan.


- **Versátil:** Su batería de 504 Wh la hace ideal para paseos por la ciudad. Además, cuenta con una batería opcional de 8Ah para viajar en avión. ¡La Handbike Maxi está hecha a tu medida!
- **Cómoda:** Con 5 modos de conducción para adaptarse a las necesidades de cada usuario. Con un motor de 450W y una velocidad máxima de 20km/h, es potente y fiable proporcionando así una mayor independencia y autonomía.
- **Universal:** La Handbike Maxi se adapta a la mayoría de sillas de ruedas del mercado: básicas y activas. Su adaptador universal permite un ajuste rápido y seguro a la silla.



Elementos destacados:



Pantalla digital.
5 modos de conducción.



Luces led.



Rueda de 14".



Ajuste perfecto y seguro a la silla gracias a sus adaptadores.



Motor de 450W potente y fiable.
Batería 504 Wh.

Accesorios:



Batería 8Ah.



Estuche batería

Descripción de producto	Referencia
Handbike Maxi	0414002
Descripción de accesorios	
Batería adicional 8 Ah.	0414003
Estuche batería	0414046
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	99 x 40 x 31 cm
Peso total de la caja	22,15 kg

Especificaciones técnicas	Handbike Maxi
Dimensiones (ancho x alto)	56 x 85 cm
Peso con baterías	13,3 kg
Peso sin baterías	11,3 kg
Peso máximo soportado	Máximo 120 kg incluyendo la silla de ruedas
Batería	De litio 36V, 14Ah, 504Wh.
Cargador	42V 2A 84W
Velocidad máxima	20 km/h. (5 modos de conducción)
Pendiente máxima	7%
Tipo de motor	Eléctrico, 450W DC
Rueda	Neumática de 14"
Función marcha atrás	Sí
Certificados	Marcado CE, EN 12184:2022

Garantía	
Handbike	2 años
Baterías	6 meses

Descripción de accesorios	
Batería adicional 8 Ah.	0414003



Wellell Iberia S.L.

Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com



Wellell