

FICHA TÉCNICA DEL DISPOSITIVO	Rev. 02 – 28.03.2023	MóduloETS
--------------------------------------	----------------------	-----------

DM591	Esfigmomanómetro digital automático de sobremesa LOGIKO DIGIT
--------------	--

Uso previsto

Dispositivo para la medición automática de la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

Características principales

El esfigmomanómetro digital de escritorio tiene un diseño innovador con una pantalla LCD de fácil lectura que muestra simultáneamente la medición rápida y precisa de la presión arterial sistólica y diastólica, frecuencia cardíaca, fecha/hora y cualquier arritmia detectada. Memorias para 2 usuarios. 300 memorias totales, 150 por usuario. Método de medición oscilométrico con indicación según el estándar internacional (OMS/OMS). Puño con cierre de velcro con inflado automático. Método de lectura oscilométrica. Medición durante la inflación.

Imagen del producto



REFERENCIAS DEL FABRICANTE

Fabricante	Joytech Healthcare Co., Ltd.
País de producción	PORCELANA
Clase de dispositivo	Clase IIa
Número de repertorio	2305222
Código de clasificación CND - EMDN	Z1203020501

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dieta	3 pilas AAA
Rango de medición de presión	0 – 300 mmHg
Rango de medición del pulso	30 – 180 pulsos/minuto
Precisión de los valores	Pulso +/- 5%
Entorno operativo	Temperatura 10°C ~ 40°C (50°F~104°F) Humedad 15%~93%RH Presión 800hPa~1060hPa
Medio ambiente de conservación	Temperatura -25°C~55°C (-13°F~131°F) Humedad ≤93% RH
Memorias	300 mediciones divididas entre dos usuarios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tipo de medida	<i>Oscilométrico</i>
Funciones principales	<i>Detección de latidos irregulares (Arritmia) Clasificación de valores según estándares OMS/OMS Indicación de batería baja Apagado automático Indicador de fuga de aire en el manguito. Indicador de movimiento del brazo.</i>
PRINCIPALES MATERIALES EN CONTACTO CON EL PACIENTE	
Pulsera	<i>Nylon</i>
DIMENSIONES	
Dimensiones de visualización	<i>83,1 mm x 53,1 mm - 4"</i>
Dimensiones	<i>149,8 mm x 80,4 mm x 45,7 mm</i>
Peso sin pilas	<i>213 g sin pilas</i>
Pulsera	<i>Circunferencia 22 - 36 cm</i>
ACCESORIOS OPCIONALES	
DR261	<i>Pulsera infantil 160 mm x 240 mm</i>
DR262	<i>Pulsera obesa 220mm x 420 mm</i>
DR264	<i>Fuente de alimentación con cable USB-C</i>