



HOJA DE DATOS DEL DISPOSITIVO	MóduloETS
Rev. 06 – 15.03.2023	

CP205	Silla de ruedas plegable DUAL GO! – ARDEA UNO
--------------	--

Uso previsto

Silla de ruedas de empuje destinada a la movilidad de personas con discapacidad parcial o total para caminar.

Características principales

Estructura estabilizadora en acero pintado DOBLE cruz, asiento y respaldo en nylon negro acolchado y lavable, bolsillo portadocumentos en la parte posterior. Ruedas traseras (Ø 30 cm) de aluminio con cohetes, freno de estacionamiento y cierre rápido, neumáticos de PU negros, doble orificio en la estructura para transformación en silla de ruedas autopropulsada. Ruedas delanteras de PU negra (Ø 20 cm - grosor 3 cm) con horquilla de acero. Apoyabrazos cortos, plegables, desmontables y regulables en altura, soporte de PU. Reposapiés giratorios lateralmente, desmontables y regulables en longitud, con reposapiés plegable de plástico negro y correa de talón.

Imagen del producto

REFERENCIAS DEL FABRICANTE

Fabricante	<i>SPA MORETTI</i>
País de producción	<i>PORCELANA</i>
Clase de dispositivo	<i>Clase I</i>
Código de clasificación GMDN	<i>41630</i>
Código de clasificación CND – EMDN	<i>Y122103</i>
Directorio de dispositivos médicos	<i>2389106</i>
Código de nomenclatura DM 332/99	<i>12.21.06.045</i>
Código de nomenclatura DPCM 12.01.2017	<i>12.22.18.003</i>
















CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso máximo soportable	<i>150 kilos</i>
Embalaje	<i>Caja de polietileno/cartón.</i>

MATERIALES PRINCIPALES

Estructura	<i>Acero</i>
Sesión	<i>Nailon probado para reacción al fuego EN 1021-1/2</i>
Ruedas delanteras	<i>Puede</i>
Ruedas traseras	<i>PU sin cámara</i>

VARIANTES	
CP205-38: Asiento 38 cm	CP205-40: Asiento 40 cm
CP205-43: Asiento 43 cm	CP205-45: Asiento 45 cm
CP205-46: Asiento 46 cm	CP205-48: Asiento 48 cm
CP205-50: Asiento 50 cm	

DIMENSIONES																	
Misure in cm																Portata MAX	
CP205-38								38		52							
CP205-40								40		54							
CP205-43								43		57							
CP205-45	104	76	42	90	71÷80	49	41÷55	45	42	59	25	17,5	30	20	4	150	
CP205-46								46		59,5							
CP205-48								48		62							
CP205-50								50		64							

ACCESORIOS OPCIONALES	
CPA100-(40/43/45)	Cojín de espuma h 5 cm
CPA110-45	Asiento de inodoro 45 cm
CAR900	Reposacabezas ajustable
CAR605	Barra antirrobo
CPA501	Mesa de centro 55x32 cm
CPA506	Mesa con forma 58x38 cm
CPA516	Mesa de forma grande 68x57 cm
CPA120V	Plataformas elevadoras pintadas
CPA120C	Reposapiés elevables cromados
CPA600	Poste de suero
CPA242	Kit Rueda Trasera 60Cm